

**Angebot**  
(Neuware - Rückläufer nach falscher Bestellung)

**Primo Star**  
für Anwendungen im Durchlicht Hellfeld  
Komplettpaket mit Stativ Fixed-Köhler,

Beschreibung:


Routinemikroskop für Hobby und Ausbildung mit vier Objektiven (100x trocken), Halogen- und LED-Beleuchtung und Tischtrieb rechts

Konfiguration:

- Ergonomisches, robustes Stativ
- Durchlicht-Beleuchtung Halogen 6V/30W und LED warm-light, 3200 K
- Objektivrevolver 4-fach, nach hinten geneigt
- Kreuztisch 75x30 Trieb rechts und Objekthalter mit Federhebel links
- binokularer Tubus 30°/20
- Okularpaar 10x/18 Br. foc.
- Objektive Plan-Achromat deckglaskorrigiert, 4x, 10x, 40x und 100x /0.8 trocken
- Kondensator 0,9/ 1,25
- externes Netzteil 100...240 VAC /50...60Hz/30VA mit länderspezifischen Adaptern
- Staubschutzhülle
- Farbfiltersatz blau, grün, gelb
- Halogenlampe 6V 30W (Ersatz)



Bild oben © Carl Zeiss



Abbildungen oben: OptoSys GmbH  
Links: Convallaria (Hellfeld)  
Rechts: Corylus (Hellfeld)

Bestellinformation:

Listenpreis: 1.265,00 € netto  
1.505,35 € inkl. 19 % MwSt.

Art. Nr. 464155000053 Mikroskop Primo Star HAL/LED Fixed-Köhler,  
Trieb R,SF18,100x/0,8 (Rückläufer aus Falschbestellung)

**Angebotspreis: 1.050,42 € netto**  
(1.250,00 € inkl. 19 % MwSt.)

OptoSys GmbH

Technologie- und Innovationszentrum  
Robert-Bosch-Straße 7  
64293 Darmstadt

Tel. +49 (0)6151 - 44 329  
Fax +49 (0)6151 - 42 66 43  
Email: info@opto-sys.de  
www.optosys.eu

Optische Komponenten &  
Systemlösungen GmbH

