


DSLR-Adaption für ZEISS Mikroskope mit Schnittstelle 60N



Beschreibung:

Neben der Verwendung von Mikroskopkameras besteht auch die Möglichkeit, digitale Spiegelreflexkameras an Mikroskope anzuschließen und diese über ihre Live-View Funktion direkt vom Rechner aus zu bedienen. Die unten aufgeführten Adaptationen beziehen sich ausschließlich auf den ZEISS-Anschluß „60N“ (andere Adaptationen auf Anfrage).



Das Bild links zeigt ein ZEISS Stemi 508 doc mit Durchlicht Polarisation und einer DSLR-Kamera, mit der die beiden Bilder (rechts) aufgenommen wurden.

Bilder © OptoSys GmbH

Bestellinformation (nur Adaption ohne Kamera):

Art. Nr. 46554001	DSLR-Adaption APS-C für CANON EOS an Schnittstelle 60N	546,00 € zzgl. MwSt.
Art. Nr. 46554002	DSLR-Adaption Vollformat für CANON EOS an Schnittstelle 60N	568,00 € zzgl. MwSt.
Art. Nr. 46554003	DSLR-Adaption APS-C für NIKON an Schnittstelle 60N	546,00 € zzgl. MwSt.
Art. Nr. 46554004	DSLR-Adaption Vollformat für NIKON an Schnittstelle 60N	568,00 € zzgl. MwSt.

OptoSys GmbH

Technologie- und Innovationszentrum
Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt

Tel. +49 (0)6151 - 44 329
Fax +49 (0)6151 - 42 66 43
Email: info@opto-sys.de
www.optosys.eu

Optische Komponenten &
Systemlösungen GmbH

