


OptoSys GmbH

Lösungen für die Mikroskopie

ZEISS Axio Lab.A1 – Preisliste

für Durchlicht Hell-/Dunkelfeld, Phasenkontrast sowie
Auflichtfluoreszenz



OptoSys GmbH

Technologie- und Innovationszentrum
Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt

Tel. +49 (0)6151 - 44 329
Fax +49 (0)6151 - 42 66 43
Email: info@opto-sys.de
www.optosys.eu

Optische Komponenten &
Systemlösungen GmbH



ZEISS Axio Lab.A1 Konfigurationsbeispiele

Ausrüstung 490950-0001-000



Binokulares Mikroskop Axio Lab.A1 für Durchlicht-Hellfeld , bestehend aus:

- Mikroskopstativ Axio Lab.A1 HAL 35
- Binokularer Tubus 30°/20, umgekehrtes Bild
- Okularpaar E-PL 10x/20 Br. foc. mit Augenmuscheln
- Obj. A-Plan 5x/0,12; 10x/0,25; 40x/0,65
- Kondensator 0,9/1,25H mit Blaufilter
- Staubschutzhülle

Preis: 2.957,00 zzgl. MwSt.

Ausrüstung 490950-0004-000



Binok. Mikroskop Axio Lab.A1 mit Komfort-Ergotubus 8-33°/22 und Kreuztisch 75x30 R für Durchlicht-Hellfeld, bestehend aus:

- Mikroskopstativ Axio Lab.A1 HAL 35
- Zwischenplatte
- Binokularer Ergo-Tubus 8-33°/22, umgekehrtes Bild
- Ergo-Kreuztisch 75x30 R
- Okularpaar PL 10x/22 Br. foc. mit Augenmuscheln
- Obj. A-Plan 5x/0,12; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 Oil
- Kondensator 0,9/1,25H mit Blaufilter
- Staubschutzhülle

Preis: 7.632,00 zzgl. MwSt.

Ausrüstung 490950-0002-000



Binok. Mikroskop Axio Lab.A1 mit Fototubus für DL-Hell-/Dunkelfeld und Phasenkontrast , bestehend aus:

- Mikroskopstativ Axio Lab.A1 HAL 35
- Diopter d=30mm
- Binokularer Fototubus 30°/20, umgekehrtes Bild
- Okularpaar E-PL 10x/20 Br. foc. mit Augenmuscheln
- Obj. A-Plan 5x/0,12 Ph1; 10x/0,25 Ph1; 40x/0,65 Ph2
- Kondensator 0,9/1,25H, D, Ph1, Ph2, Ph3
- Blaufilter; Grüninterferenzfilter
- Staubschutzhülle

Preis: 3.826,00 zzgl. MwSt.

OptoSys GmbH

Technologie- und Innovationszentrum
Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt

Tel. +49 (0)6151 - 44 329
Fax +49 (0)6151 - 42 66 43
Email: info@opto-sys.de
www.kursmikroskope.eu

Optische Komponenten &
Systemlösungen GmbH



Preise ZEISS Axio Lab.A1

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Preis
	Stative	
464300379000	Mikroskopstativ Axio Lab.A1 HAL 35, 5x H - Z-Trieb mit Feintriebknopf links und Feintriebscheibe rechts, flach mit Skala; Objektivrevolver 5x Hellfeld, M27 - Einbaunetzteil 12V DC 50W, stabilisiert 100...240V AC/50...60Hz/110VA - Durchlichtbeleuchtung mit Halogen-Reflektorlampe 12V 35W, LED optional - Tisch- und Kondensorträger	1.059,00 Euro zzgl. MwSt.
464300379010	Mikroskopstativ Axio Lab.A1 HAL 35, 5x H, Kreuztisch R - - Z-Trieb mit Feintriebknopf links und Feintriebscheibe rechts, flach mit Skala; Objektivrevolver 5x Hellfeld, M27 - Einbaunetzteil 12V DC 50W, stabilisiert 100...240V AC/50...60Hz/110VA - Durchlichtbeleuchtung mit Halogen-Reflektorlampe 12V 35W, LED optional - Tisch- und Kondensorträger; Kreuztisch 75x30 R mit Harteloxal-Beschichtung, Tischplatte 210 x 145 mm, untenliegende verdeckte X-Führung, Trieb rechts 135 mm (um 15 mm ausziehbar) mit Friktionseinstellung - Objekthalter für Einhandbedienung mit Federhebel links	1.221,00 Euro zzgl. MwSt.
464300379020	Mikroskopstativ Axio Lab.A1 HAL 35, FL-LED, 5x H - Z-Trieb mit Feintriebknopf links und Feintriebscheibe rechts, flach mit Skala - Objektivrevolver 5x Hellfeld, M27 - Einbaunetzteil 12V DC 50W, stabilisiert 100...240V AC/50...60Hz/110VA - Durchlichtbeleuchtung mit Halogen-Reflektorlampe 12V 35W, LED optional - Tisch- und Kondensorträger - Auflichteinrichtung FL-LED mit Reflektorrevolver 4-fach für P&C Module und Aufnahme 2-fach für LED Module	2.866,00 Euro zzgl. MwSt.
464300519000	Feintriebknopf mit Skala, wechselbar	35,00 Euro zzgl. MwSt.
464300379100	Basisplatte für Mikroskopstativ Axio Lab.A1 zur Erhöhung der Standsicherheit	62,00 Euro zzgl. MwSt.
46428305	Farbglaträger 3-fach für Filter mit d=32 mm	102,00 Euro zzgl. MwSt.
46451834	Farbglaträger	91,00 Euro zzgl. MwSt.

Preise ZEISS Axio Lab.A1

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Preis
	Tuben: (manche Tuben benötigen die Zwischenplatte für Tuben - abhängig vom Stativ)	
464255229000	Binokularer Tubus 30°/20, umgekehrtes Bild	361,00 Euro zzgl. MwSt.
464255229010	Binokularer Fototubus 30°/20 (50:50), umgekehrtes Bild Kameraanschluss mit Trennstelle 60N	810,00 Euro zzgl. MwSt.
464255229020	Binokularer Ergotubus 8-38°/20, umgekehrtes Bild einschließlich Basisplatte für Mikroskopstativ	1.745,00 Euro zzgl. MwSt.
464255229030	Binokularer Ergofototubus 8-38°/20 (50:50), umgekehrtes Bild Kameraanschluss mit Trennstelle 60N, einschließlich Basisplatte für Mikroskopstativ	1.869,00 Euro zzgl. MwSt.
464255229040	Binokularer Komfort-Ergotubus 8-33°/22, 50mm Höhe, umgekehrtes Bild variable, stufenlose Winkelverstellung 8-33° und Höhenverstellung 50 mm, einschließlich Basisplatte für Mikroskopstativ	3.490,00 Euro zzgl. MwSt.
464255209000	Binokularer Tubus 30°/23, umgekehrtes Bild	523,00 Euro zzgl. MwSt.
464255209010	Binokularer Fototubus 30°/23 (50:50), umgekehrtes Bild Kameraanschluss mit Trennstelle 60N	685,00 Euro zzgl. MwSt.
464255209020	Binokularer Fototubus 30°/23 (100:0/0:100), umgekehrtes Bild mit Schiebepisma, vibrationsarme Prismenschaltung. Kameraanschluss mit Trennstelle 60N	997,00 Euro zzgl. MwSt.
464255209030	Binokularer Fototubus 20°/23 (100:0/0:100), aufrechtes Bild mit Schiebepisma, Kameraanschluss mit Trennstelle 60N	1.059,00 Euro zzgl. MwSt.
464255209040	Binokularer Ergofototubus 5-30°/23 (100:0/0:100), aufrechtes Bild mit Prismenumschaltung, Kameraanschluss mit Trennstelle 60N	2.343,00 Euro zzgl. MwSt.
464255209050	Binokularer Komfort-Ergofototubus 15°/23 (50:50) höhenverstellbar und ausziehbar, aufrechtes Bild. Variable, stufenlose Horizontal- und Vertikaleinstellung des Binteils (jeweils 50 mm), Kameraanschluss mit Trennstelle 60N	2.680,00 Euro zzgl. MwSt.
464255209080	Binokularer Ergotubus 5-30°/23 (co-obs.), aufrechtes Bild für Tubusträger Mitbeobachtereinrichtung, aufrechtes und seitenrichtiges Bild	2.056,00 Euro zzgl. MwSt.
464237329040	Zwischenplatte Axio Lab.A1 für Tuben zur Verwendung von Tuben vom Axio Scope.A1	100,00 Euro zzgl. MwSt.

Weitere Tuben auf Anfrage

Preise ZEISS Axio Lab.A1

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Preis
Kondensoren		
464242279000	Kondensor 0,9/ 1,25 H für Axio Lab.A1 für Objektive 5x-100x, mit Übersichtseinrichtung ab 2,5x, a=0,8mm	162,00 Euro zzgl. MwSt.
464242279010	Kondensor 0,9/ 1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 für Axio Lab.A1 für Objektive 5x-100x, mit Übersichtseinrichtung ab 2,5x, a=0,8mm	349,00 Euro zzgl. MwSt.
46445323	Kondensorhalter Z für Dunkelfeldkondensor	208,00 Euro zzgl. MwSt.
46465500	Ultrakondensor 1,2/1,4 (0,75-1,0) a=1,1-1,3mm	709,00 Euro zzgl. MwSt.
46465505	Trockendunkelfeld-Kondensor 0,8/0,95 (0,6-0,75) a=6,0mm	546,00 Euro zzgl. MwSt.
464242259050	Übersichtseinrichtung für Objektive 2,5x/4x zum Kondensor 0,9/1,25 H	323,00 Euro zzgl. MwSt.
Tische		
464320359151	Kreuztisch 75x30 R mit Harteloxal-Beschichtung, Axio Lab.A1 Tischplatte 210 x 145 mm, untenliegende verdeckte X-Führung, Trieb rechts 135 mm (um 15 mm ausziehbar) mit Friktionseinstellung	224,00 Euro zzgl. MwSt.
464320359161	Kreuztisch 75x30 L mit Harteloxal-Beschichtung, Axio Lab.A1 Tischplatte 210 x 145 mm, untenliegende verdeckte X-Führung, Trieb links 135 mm (um 15 mm ausziehbar) mit Friktionseinstellung	262,00 Euro zzgl. MwSt.
464320359180	Kreuztisch 75x30 R ergonom. ortsf. Trieb, mit Harteloxal-Beschichtung Tischplatte 230 x 145 mm, untenliegende verdeckte X-Führung, in zwei Stufen ausziehbarer coaxialer Trieb, rechts: 114mm +30 mm höhenverstellbar, mit Friktionseinstellung	935,00 Euro zzgl. MwSt.
464323239000	Objekthalter für Einhandbedienung mit Federhebel links	62,00 Euro zzgl. MwSt.
464323239020	Objekthalterplatte zur Auflage von Objektträgern geeignet für Durchlicht und Auflicht, ermöglicht das schnelle Verschieben des Objektträgers per Hand auf der Objekthalterplatte und die Feinpositionierung durch x/y-Triebbewegung des Tisches	106,00 Euro zzgl. MwSt.

Preise ZEISS Axio Lab.A1

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Preis
Okulare und Hilfsmikroskop		
464442329904	Okular E-PL 10x/20 Br. foc.	211,00 Euro zzgl. MwSt.
464440369010	Okular PL 10x/22 Br. foc.	224,00 Euro zzgl. MwSt.
464440549000	Okular PL 16x/16 Br. foc.	274,00 Euro zzgl. MwSt.
464448309902	Hilfsmikroskop, d=30 zur Justierung der Phasenringe und Dunkelfeldblende im Kondensor	166,00 Euro zzgl. MwSt.
Okularzubehör		
46444801	Augenmuschel	11,00 Euro zzgl. MwSt.
46444020	Dioptr d=30mm	21,00 Euro zzgl. MwSt.
461095418	Fester Zeiger, d=26mm für Okulare foc. d=30mm	21,00 Euro zzgl. MwSt.
46434011	Okularmikrometer 10:100, d=21 mm	165,00 Euro zzgl. MwSt.
46434013	Strichkreuzmikrometer 10:100, d=21 mm	165,00 Euro zzgl. MwSt.
46454020	Netzmikrometer 10x10/5:10, d=21 mm	167,00 Euro zzgl. MwSt.
46454060	Strichkreuzmikrometer 14:140, d=26 mm	167,00 Euro zzgl. MwSt.
46454075	Formatstrichplatte MC 2,5x/d=26 mm	156,00 Euro zzgl. MwSt.
46474064	Okular-Strichkreuzplatte, d=26 mm	165,00 Euro zzgl. MwSt.
464740669901	Strichkreuzmikrometer 10:100, d=26 mm	160,00 Euro zzgl. MwSt.
46474068	Netzmikrometer 12,5x12,5/5;10, d=26 mm	165,00 Euro zzgl. MwSt.

Preise ZEISS Axio Lab.A1

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Preis
	Zwischentubus	
464251459010	Zentralteil Hauptbeobachter für Axio Scope.A1/Axio Lab.A1 für Tubusträger lichtstark, links oder Tubusträger - Multidiskussion für 2 Tuben, gerader Abschluss LR - LED Lichtzeigereinspiegelung dimmbar, für 3 Farben wechselbar (rot, grün, weiss) - Weitbereichsspannungsnetzteil für Netzspannungen von 90-264V AC mit länderspezifischem Adapter - Staubschutzhülle - geeignet bis Sehfeld 23 mm	3.178,00 Euro zzgl. MwSt.
464251459050	Tubusträger Multidiskussion für 2 Tuben, gerader Abschluss L/R	2.243,00 Euro zzgl. MwSt.
464251459060	Tubusträger für 1 Mitbeobachter, lichtstark, Abschluss links	1.994,00 Euro zzgl. MwSt.
464251459070	Ausgleichsplattenset für Tuben Axio Scope.A1 zum Zentralteil Multidis. Ausgleichsplattenset wird anstelle der Tubuslinse bei Tuben/Fototuben vom Axio Scope.A1 nur für den Hauptbeobachter eingesetzt, bestehend aus: Gewindefassung einschließlich - Glasausgleichplatte fest montiert - Glasausgleichplatte wechselbar - Abschwächfilter, lose beiliegend. Abschwächfilter kann anstelle der wechselbaren Glasausgleichplatte verwendet werden und dient zum Helligkeitsausgleich zwischen Hauptbeobachter und mehreren Mitbeobachtern.	224,00 Euro zzgl. MwSt.
	Verpackung und Staubschutz	
464340019000	Transport- und Aufbewahrungskoffer für Axio Lab.A1 H/ H Pol (D) geeignet für Axio Lab.A1 H und Axio Lab.A1 Pol , mit Teleskopstange, 2 Laufrollen, Tragegriff und Schließ-sicherung, staubdicht, Gewicht 8,0 kg Außenabmessungen des Koffers: 615 x 540 x 325 mm,	368,00 Euro zzgl. MwSt.
464340019020	Transport- und Aufbewahrungskoffer für Axio Lab.A1 MAT/FL-LED (D) geeignet für Axio Lab.A1 HD und Axio Lab.A1 FL-LED mit Teleskopstange, 2 Laufrollen, Tragegriff und Schließ-sicherung, staubdicht, Außenabmessungen des Koffers: 615 x 540 x 325 mm, Gewicht 8,0 kg	368,00 Euro zzgl. MwSt.
464155101901	Staubschutzhülle L650xB270xH500 mm	11,00 Euro zzgl. MwSt.
46459306	Staubschutzhülle G L570xB135xH650 mm	14,00 Euro zzgl. MwSt.

Preise ZEISS Axio Lab.A1

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Preis
Objektive		
A-Plan Hellfeld		
464210209900	Objektiv A-Plan 2,5x/0,06 M27 (a=10,4mm)	302,00 Euro zzgl. MwSt.
464210309900	Objektiv A-Plan 5x/0,12 M27 (a=10,1mm)	221,00 Euro zzgl. MwSt.
464210409900	Objektiv A-Plan 10x/0,25 M27 (a=4,5mm)	161,00 Euro zzgl. MwSt.
464210509900	Objektiv A-Plan 20x/0,45 M27 (a=0,46mm)	242,00 Euro zzgl. MwSt.
464210609900	Objektiv A-Plan 40x/0,65 M27 (a=0,45mm)	358,00 Euro zzgl. MwSt.
464210809900	Objektiv A-Plan 63x/0,8 M27 (a=0,30mm)	486,00 Euro zzgl. MwSt.
464210909800	Objektiv A-Plan 100x/0,8 M27 (a=0,97mm)	455,00 Euro zzgl. MwSt.
464210909902	Objektiv A-Plan 100x/1,25 Oil M27 (a=0,22mm), inkl. Immersol 518 N, Öler 20ml	582,00 Euro zzgl. MwSt.
464210949900	Objektiv A-Plan 100x/1,25 Oil D=0 M27 (a=0,31mm), inkl. Immersol 518 N, Öler 20ml	611,00 Euro zzgl. MwSt.
A-Plan Phasenkontrast		
464210319910	Objektiv A-Plan 5x/0,12 Ph0 M27 (a=9,9mm)	401,00 Euro zzgl. MwSt.
464210419910	Objektiv A-Plan 10x/0,25 Ph1 M27 (a=4,5mm)	221,00 Euro zzgl. MwSt.
464210519910	Objektiv A-Plan 20x/0,45 Ph2 M27 (a=0,46mm)	317,00 Euro zzgl. MwSt.
464210619910	Objektiv A-Plan 40x/0,65 Ph2 M27 (a=0,45mm)	422,00 Euro zzgl. MwSt.
464210819910	Objektiv A-Plan 63x/0,8 Ph2 M27 (a=0,30mm)	611,00 Euro zzgl. MwSt.
464210919912	Objektiv A-Plan 100x/1,25 Oil Ph3 M27 (a=0,22mm), inkl. Immersol 518 N, Öler 20ml	806,00 Euro zzgl. MwSt.

Preise ZEISS Axio Lab.A1

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Preis
Objektive		
A-Plan Polarisationskontrast		
464210339900	Objektiv A-Plan 5x/0,12 Pol M27 (a=10,1mm)	255,00 Euro zzgl. MwSt.
464210439900	Objektiv A-Plan 10x/0,25 Pol M27 (a=4,5mm)	312,00 Euro zzgl. MwSt.
464210539900	Objektiv A-Plan 20x/0,45 Pol M27 (a=0,46mm)	386,00 Euro zzgl. MwSt.
464210639900	Objektiv A-Plan 40x/0,65 Pol M27 (a=0,45mm)	467,00 Euro zzgl. MwSt.
464210839900	Objektiv A-Plan 63x/0,8 Pol M27 (a=0,30mm)	723,00 Euro zzgl. MwSt.
Achroplan Hellfeld		
464209209901	Objektiv N-Achroplan 2,5x/0,07 M27 (a=9,8mm)	386,00 Euro zzgl. MwSt.
464209309901	Objektiv N-Achroplan 5x/0,15 M27 (a=12,0mm)	274,00 Euro zzgl. MwSt.
464209409901	Objektiv N-Achroplan 10x/0,25 M27 (a=6,5mm)	411,00 Euro zzgl. MwSt.
464209479900	Objektiv W N-Achroplan 10x/0,3 M27 (a=2,6mm)	785,00 Euro zzgl. MwSt.
464209509901	Objektiv N-Achroplan 20x/0,45 M27 (a=0,63mm)	561,00 Euro zzgl. MwSt.
464209579900	Objektiv W N-Achroplan 20x/0,5 M27 (a=2,6mm)	1.221,00 Euro zzgl. MwSt.
464209609901	Objektiv N-Achroplan 40x/0,65 M27 (a=0,60mm)	661,00 Euro zzgl. MwSt.
464209679900	Objektiv W N-Achroplan 40x/0,75 M27 (a=2,1mm)	1.471,00 Euro zzgl. MwSt.
464209709900	Objektiv N-Achroplan 50x/1,0 Oil M27 (a=0,22mm), inkl. Immersol 518 N, Öler 20ml	1.471,00 Euro zzgl. MwSt.
464209809900	Objektiv N-Achroplan 63x/0,85 M27 (a=0,20mm), inkl. Deckgläser, hoch präzise, D=0,17mm, Schachtel mit 100 Stück	1.483,00 Euro zzgl. MwSt.

Preise ZEISS Axio Lab.A1

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Preis
Objektive		
Achroplan Hellfeld		
464209849900	Objektiv N-Achroplan 63x/0,95 D=0 M27 korrigiert für ungedeckte Proben (a=0,17mm)	1.608,00 Euro zzgl. MwSt.
464209879900	Objektiv W N-Achroplan 63x/0,9 M27 (a=2,4mm)	1.807,00 Euro zzgl. MwSt.
464209909900	Objektiv N-Achroplan 100x/1,25 Oil M27 (a=0,29mm), inkl. Immersol 518 N, Öler 20ml	1.134,00 Euro zzgl. MwSt.
464209949900	Objektiv N-Achroplan 100x/1,25 Oil D=0 M27 korrigiert für ungedeckte Proben (a=0,45mm), inkl. Immersol 518 N, Öler 20ml	1.558,00 Euro zzgl. MwSt.
464209969900	Objektiv N-Achroplan 100x/1,25 Oil Iris M27 (a=0,29mm), Numerische Apertur einstellbar von 0,7 bis 1,25, inkl. Immersol 518 N, Öler 20ml	1.683,00 Euro zzgl. MwSt.
Achroplan Phasenkontrast		
464209319911	Objektiv N-Achroplan 5x/0,15 Ph1 M27 (a=12,0mm)	436,00 Euro zzgl. MwSt.
464209419911	Objektiv N-Achroplan 10x/0,25 Ph1 M27 (a=6,5mm)	561,00 Euro zzgl. MwSt.
464209519911	Objektiv N-Achroplan 20x/0,45 Ph2 M27 (a=0,65mm)	723,00 Euro zzgl. MwSt.
464209619911	Objektiv N-Achroplan 40x/0,65 Ph2 M27 (a=0,60mm)	785,00 Euro zzgl. MwSt.
464209719910	Objektiv N-Achroplan 50x/1,0 Oil Ph3 M27 (a=0,22mm), inkl. Immersol 518 N, Öler 20ml	1.608,00 Euro zzgl. MwSt.
464209819910	Objektiv N-Achroplan 63x/0,85 Ph3 M27 (a=0,20mm), inkl. Deckgläser, hoch präzise, D=0,17mm, Schachtel mit 100 Stück	1.601,00 Euro zzgl. MwSt.
464209919910	Objektiv N-Achroplan 100x/1,25 Oil Ph3 M27 (a=0,29mm), inkl. Immersol 518 N, Öler 20ml	1.371,00 Euro zzgl. MwSt.
Achroplan Polarisationskontrast		
464209339901	Objektiv N-Achroplan 5x/0,15 Pol M27 (a=12,0mm)	424,00 Euro zzgl. MwSt.
464209439901	Objektiv N-Achroplan 10x/0,25 Pol M27 (a=6,5mm)	685,00 Euro zzgl. MwSt.
464209539901	Objektiv N-Achroplan 20x/0,45 Pol M27 (a=0,63mm)	810,00 Euro zzgl. MwSt.
464209739900	Objektiv N-Achroplan 50x/0,8 Pol M27 (a=0,41mm), inkl. Deckgläser, hoch präzise, D=0,17mm, Schachtel mit 100 Stück	1.595,00 Euro zzgl. MwSt.

OptoSys GmbH

Technologie- und Innovationszentrum
Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt

Tel. +49 (0)6151 - 44 329
Fax +49 (0)6151 - 42 66 43
Email: info@opto-sys.de
www.optosys.eu

Optische Komponenten &
Systemlösungen GmbH



Preise ZEISS Axio Lab.A1

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Preis
Halogenlampe		
460425360	Lampe 12V 35W Halogen Reflektor GU5,3 mittlere Lebensdauer ca. 5.000 Std.	9,00 Euro zzgl. MwSt.
LED-Module		
464230529121	LED-Modul 540 - 580 nm für Colibri	617,00 Euro zzgl. MwSt.
464230529511	LED-Modul 365 nm für Axio	1.496,00 Euro zzgl. MwSt.
464230529521	LED-Modul 625 nm für Axio	710,00 Euro zzgl. MwSt.
464230529542	LED-Modul 590 nm für Axio	710,00 Euro zzgl. MwSt.
464230529552	LED-Modul 530 nm für Axio	710,00 Euro zzgl. MwSt.
464230529561	LED-Modul 505 nm für Axio	710,00 Euro zzgl. MwSt.
464230529611	LED-Modul 420 nm für Axio	710,00 Euro zzgl. MwSt.
464230529572	LED-Modul 470 nm für Axio	710,00 Euro zzgl. MwSt.
464230529592	LED-Modul 385 nm für Axio	1.059,00 Euro zzgl. MwSt.
464230529601	LED-Modul neutral weiss 540-580 nm für Axio	710,00 Euro zzgl. MwSt.
LED Lampen		
460552376	LED-Lampe 3x2W, Warmlicht 3000 K, GU5,3 mittlere Lebensdauer > 20.000 Std.	81,00 Euro zzgl. MwSt.
460552377	LED-Lampe 3x2W, Tageslicht 6000 K, GU5,3 mittlere Lebensdauer > 20.000 Std.	81,00 Euro zzgl. MwSt.
Objektmikrometer		
46474026	Objektmikrometer für Durchlicht 5 + 100/100y d=0,16mm - 5 Linien mit 1mm Intervallen in y-Richtung - 100 Linien mit 1/100mm Intervallen in y-Richtung	223,00 Euro zzgl. MwSt.

Preise ZEISS Axio Lab.A1

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Preis
Filter		
461220224	Kontraststeigerndes Blaufilter, d=32x2 mm für erhöhten Blau-Rot-Kontrast, z.B. in HE-gefärbten Präparaten	9,00 Euro zzgl. MwSt.
46467803	Interferenz-Breitbandfilter grün, d=32x4	88,00 Euro zzgl. MwSt.
461155789	Weißbalance-Filter, d=32x1,5 mm zur Weißlichtabstimmung und Kontrastverbesserung bei visueller Beobachtung	51,00 Euro zzgl. MwSt.
46467848	Neutralfilter 0,06; d=32x2	21,00 Euro zzgl. MwSt.
46467849	Neutralfilter 0,25; d=32	19,00 Euro zzgl. MwSt.
46467830	Wärmeschutzfilter KG 1, d=32x2	85,00 Euro zzgl. MwSt.
Fluoreszenz Filtersätze		
461031346	Filtersatz 38 Endow GFP shift free (E) EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50	1.044,00 Euro zzgl. MwSt.
461114101	Filtersatz 43 Cy 3, d=25 shift free (E) EX BP 545/25, BS FT 570, EM BP 605/70	1.038,00 Euro zzgl. MwSt.
461114459	Filtersatz 44 FITC spezial, d=25 shift free (E) EX BP 475/40, BS FT 500, EM BP 530/50	1.038,00 Euro zzgl. MwSt.
461114462	Filtersatz 45 HQ TexasRed, d=25 shift free (E) EX BP 560/40, BS FT 585, EM BP 630/75	1.038,00 Euro zzgl. MwSt.
461196681	Filtersatz 46 YFP shift free (E) EX BP 500/20, BS FT 515, EM BP 535/30	958,00 Euro zzgl. MwSt.
46488000	Filtersatz 00 shift free (F) EX BP 530-585, BS FT 600, EM LP 615	1.474,00 Euro zzgl. MwSt.
464880019901	Filtersatz 01 shift free (F) EX BP 365/12, BS FT 395, EM LP 397	1.147,00 Euro zzgl. MwSt.
464880029901	Filtersatz 02 shift free (F) EX G 365, BS FT 395, EM LP 420	800,00 Euro zzgl. MwSt.
464880099901	Filtersatz 09 shift free (F) EX BP 450-490, BS FT 510, EM LP 515	1.128,00 Euro zzgl. MwSt.
464880109901	Filtersatz 10 shift free (F) EX BP 450-490, BS FT 510, EM BP 515-565	1.613,00 Euro zzgl. MwSt.

Preise ZEISS Axio Lab.A1

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Preis
Fluoreszenz Filtersätze		
46488014	Filtersatz 14 shift free (F) EX BP 510-560, BS FT 580, EM LP 590	1.315,00 Euro zzgl. MwSt.
464880499901	Filtersatz 49 DAPI shift free (E) EX G 365, BS FT 395, EM BP 445/50	763,00 Euro zzgl. MwSt.
464880509901	Filtersatz 50 Cy 5 shift free (E) EX BP 640/30, BS FT 660, EM BP 690/50	1.185,00 Euro zzgl. MwSt.
464890389901	Filtersatz 38 HE eGFP shift free (E) EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50	1.462,00 Euro zzgl. MwSt.
464890439901	Filtersatz 43 HE Cy 3 shift free (E) EX BP 550/25, BS FT 570, EM BP 605/70	1.398,00 Euro zzgl. MwSt.
464890469901	Filtersatz 46 HE YFP shift free (E) EX BP 500/25, BS FT 515, EM BP 535/30	1.538,00 Euro zzgl. MwSt.
46489063	Filtersatz 63 HE mRFP shift free (E) EX BP 572/25, BS FT 590, EM BP 629/62	1.441,00 Euro zzgl. MwSt.
Zubehör		
46424931	Reflektormodul FL EC P&C Reflexvermeidung durch geneigte Aufnahme für Emissionsfilter, max. Filterdicke 5 mm	167,00 Euro zzgl. MwSt.
46452163	Fluoreszenzschutzschirm	82,00 Euro zzgl. MwSt.
464463100002	Teilerspiegel 50%, 26x36mm	143,00 Euro zzgl. MwSt.
461105072	Objektmarkierer für W 0,8 Objektivgewinde, zur punkt- oder kreisförmigen Markierung von Präparaten auf Standardobjektträger mit wischfester, roter Farbe	204,00 Euro zzgl. MwSt.
460428327	Nachfüllset für Objektmarkierer	41,00 Euro zzgl. MwSt.
46462975	Reinigungspapier (300 Blatt)	34,00 Euro zzgl. MwSt.
461095168	Adapter M 27x0,75 auf W 0,8 H "0"	46,00 Euro zzgl. MwSt.

Preise ZEISS Axio Lab.A1

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Preis
Immersionsöl		
464449709000	Immersionsöl Immersol 518 F für 30°C fluoreszenzfrei, Öler 20ml (ISO 8036-1/2, ne=1,518 (30°C), halogenfrei)	137,00 Euro zzgl. MwSt.
464449709010	Immersionsöl Immersol 518 F für 37°C fluoreszenzfrei, Öler 20ml (ISO 8036-1/2, ne=1,518 (37°C), halogenfrei)	137,00 Euro zzgl. MwSt.
461111806	Immersionsöl Immersol 518 N, Öler 20 ml (ISO 8036-1, ne=1,518 (23°C), halogenfrei)	25,00 Euro zzgl. MwSt.
461111807	Immersionsöl Immersol 518 N, Flasche 100 ml (ISO 8036-1, ne=1,518 (23°C), halogenfrei)	100,00 Euro zzgl. MwSt.
461111808	Immersionsöl Immersol 518 N, Flasche 250 ml (ISO 8036-1, ne=1,518 (23°C), halogenfrei)	199,00 Euro zzgl. MwSt.
461111809	Immersionsöl Immersol 518 N, Flasche 500 ml (ISO 8036-1, ne=1,518 (23°C), halogenfrei)	337,00 Euro zzgl. MwSt.
Polarisation		
464281079000	Analysator zum Einschrauben in Tuben Axio Lab.A1 oder in Zwischenplatte für Tuben Axio Scope.A1	224,00 Euro zzgl. MwSt.
46433605	Analysatorschieber fest für Durchlicht, 6x20	439,00 Euro zzgl. MwSt.
46453681	Analysatorschieber D, fest mit Lambdaplatte 6x20	593,00 Euro zzgl. MwSt.
46427701	Polarisator D, fest, ausschaltbar	274,00 Euro zzgl. MwSt.
46427706	Polarisator D, 90° drehbar, ausschaltbar	480,00 Euro zzgl. MwSt.
46427707	Polarisator drehbar mit Farbglasträger	561,00 Euro zzgl. MwSt.
46445226	Polarisator fest mit Lambda-Platte drehbar	856,00 Euro zzgl. MwSt.
46473600	Polarisationsfilter 32 mm	253,00 Euro zzgl. MwSt.