

## Diffusor K zu ZEISS Ringleuchte K LED




### Information:

Je nach Beschaffenheit der Probe ist ein Diffusor, hier der Diffusor K zur Ringleuchte K LED, eine ideale Ergänzung zur Reduzierung von Reflexen bzw. Interferenzen im mikroskopischen Bild. Besonders bei geringeren Vergrößerungen wird der Effekt sehr deutlich.

Zu beachten ist, dass ein Diffusor Auswirkung auf die Lichtstärke der Ringleuchte hat. Dies sollte bei Bedarf getestet werden. Bei Dokumentation ist dies weniger problematisch, da durch die Einstellungsmöglichkeiten der Mikroskopkameras die mangelnde Lichtintensität kompensiert werden kann.

Die nachstehenden Testaufnahmen zeigen deutlich den Effekt des Diffusors K (links ohne, rechts mit).



### Aufnahme der Bilder:

- Axiocam 105
- Stemi 508 doc
- Ringleuchte K LED
- ohne/mit Diffusor K

Bilder © OptoSys GmbH

### Bestellinformation:

Art. Nr. 3055238

Diffusor K zu ZEISS Ringleuchte K LED

**148,00 € netto**  
(176,12 € brutto)

OptoSys GmbH

Technologie- und Innovationszentrum  
Robert-Bosch-Straße 7  
64293 Darmstadt

Tel. +49 (0)6151 - 44 329  
Fax +49 (0)6151 - 42 66 43  
Email: info@opto-sys.de  
www.optosys.eu

Optische Komponenten &  
Systemlösungen GmbH

