



LED-Kaltlichtquellen von StarLight zeichnen sich durch hohe Verarbeitungsqualität aus. Dank der umweltfreundlichen LED-Technologie sind sie effizient und langlebig.

Dieses Modell ist ein Allrounder mit gutem Preis-Leistung-Verhältnis. Es eignet sich für alle Lichtleitertypen - von geringen Durchmessern bis zum stärkeren Lichtleitern.

- flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
- Blendschutz durch Lichtleitererkennung
- mit Adaptern auf verschiedene Lichtleiter anpassbar
- stapelbar und horizontal positionierbar
- eingebautes Netzteil
- inklusive Kaltgerätekabel

Technische Daten	
Lichtstrom bei Lichtleiter 1 m × Ø 5 mm	400 lm
Lichtstrom bei Lichtleiter 1 m × Ø 9 mm	810 lm
Lichtstrom bei Lichtleiter 1 m × Ø 13 mm	980 lm
Farbtemperatur	7.700 K
Lichtleiteranschluss	Ø 15 mm
Leistungsaufnahme	62 W
Betriebsspannung	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
LED-Lebensdauer	50.000 h (Herstellerangabe)
Abmessung (L×B×H)	259 mm × 174 mm × 137 mm
Material	eloxiertes Aluminium
Farbe	titan und grau
Gewicht	ca. 2,7 kg

Lieferumfang
LED-Kaltlichtquelle Roma LED5
Kaltgerätekabel

Zubehör (Auswahl)	
Schwanenhals-Lichtleiter 2-armig 450 mm	100-002929
Schwanenhals-Lichtleiter 3-armig 600 mm	100-003876
flexibler Lichtleiter 1-armig 1600 mm	100-003906
flexibler Lichtleiter 2-armig 800 mm	100-003901
faseroptisches Ringlicht 52 mm	100-003890
faseroptisches Ringlicht 66 mm	100-003894
Adapter für Schott-Lichtleiter	100-005989

MADE
IN
GERMANY

