



Systemanforderungen
ZEISS ZEN Software

(Stand Juli 2016)



ZEN 2 starter/
ZEN 2 lite

ZEN 2 core SP1/
ZEN 2.3 blue edition

Prozessor	Intel® Core i5-4670 3.0 GHz	Intel® Xeon E5-2643 3.0 GHz
Chipsatz	Intel® Q87	Intel® C602
Arbeitsspeicher	4 GB DDR3-RAM	16 GB DDR3-RAM
Graphik-Adapter	Auflösung 1920 x 1200 Bildpunkte, 32 Bit Echtfarbe, DirectX 8.0 oder höher	AMD FirePro Graphik-Adapter, Auflösung 2560 x 1600 Bildpunkte, 32 Bit Echtfarbe, DirectX 8.0 oder höher
Monitor	Monitor 20" TFT, vertikale Auflösung mind. 1200 Bildpunkte	24" TFT 1600 x 1200, vertikale Auflösung mind. 1200 Bildpunkte
Festplatte	250 GB Serial ATA 3.0 Gbit/s	1 x 128 GB SSD and 2 x 2 TB Serial ATA 3.0 Gbit/s (konfiguriert als 2 TB RAID 1 Verbund)
Optisches Laufwerk	DVD-ROM Laufwerk	DVD-ROM Laufwerk
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 7 SP1 x64 Professional oder Ultimate, Microsoft® Windows® 10 x64 pro oder Enterprise	Microsoft® Windows® 7 SP1 x64 Professional oder Ultimate, Microsoft® Windows® 10 x64 pro oder Enterprise

*** Die Hardwareanforderungen einzelner Module können höher sein ***