

ZEISS Stativ K mit SCHOTT EasyLED „Plus“ Schwanenhals-Doppelspot



Spezifikation:

Stativ K:

- Stativ 190 x 310 x 35 mm (BxTxH)
- Arbeitsfläche 160 x 195 mm (BxT)
- s/w - Einlegeplatte und Staubschutzhülle
- Säule 250 mm mit Trieb (Hub 145mm)

Beleuchtung EasyLED „Plus“

- Doppelspot (gemeinsam/einzeln ansteuerbar)
- Armlänge ca. 500 mm
- Max. 2 x 130 lm
- Eingebauter, regelbarer Controller



Bestellinformation:

Art. Nr. 46253001 ZEISS Stativ K mit SCHOTT EasyLED Doppelspot „Plus“

786,00 € netto
(935,34 € brutto)

OptoSys GmbH

Technologie- und Innovationszentrum
Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt

Tel. +49 (0)6151 - 44 329
Fax +49 (0)6151 - 42 66 43
Email: info@opto-sys.de

Optische Komponenten &
Systemlösungen GmbH

